

Produktdatablad

Produktnavn human med, Serres Suction Bag, 3000 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10018728



Specifikationer

Ref.nummer	57187
Indhold/salgsenhed	24 pakke
Colli	6 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16.8 cm	29 cm	38.5 cm	1.8 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk