

Produktdatablad

Produktnavn human med RAPID,
Irr/aspiration cannula, engangs 8:
hul, st, L: 30 cm, Ø: 3,8 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10018730



Specifikationer

Ref.nummer	1503004-5
Indhold/salgshed	5 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgshed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	13 cm	46 cm	0.31 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk