

Produktdatablad

Produktnavn iPort Advance, Injektionsport, 6 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10019040



Specifikationer

Ref.nummer	MMT-100
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	13 cm	20 cm	0.3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk