

Produktdatablad

Produktnavn **Steriking,
autoklavetape hvid m. indikator til
damp, latexfri, 19 mm x 50 m**

Mediq varenr.: 10019350

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	ITS19GL
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	48 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	CANADA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	12 cm	12 cm	0.116 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk