

Produktdatablad

Produktnavn med EasyOne, Pro LAB spirometriapparat med FRC system, 220V

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10019402



Specifikationer

Ref.nummer	3100-1
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7640142190370
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SWITZERLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
36.5 cm	39 cm	55 cm	11 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk