

Produktdatablad

Produktnavn Littmann, dobbelt stetoskop, Classic II pædiatrisk, azurblå

Mediq varenr.: 10019548

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	2119
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	3 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00707387789114
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	16 cm	33 cm	0.2 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk