

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Monocryl, sutur, ufarvet, 70 cm med FS-2 nål, steril, 3-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10019611



Specifikationer

Ref.nummer	Y423H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SWEDEN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.8 cm	12.1 cm	14.1 cm	0.26 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk