

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Monocryl, sutur, ufarvet, 70 cm med FS-1 nål, steril, 2-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10019612



Specifikationer

Ref.nummer	Y443H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk