

Produktdatablad

Produktnavn **Barrier, Op-maske, IIR,
soft, dugfri, kop, hvid**

Mediq varenr.: 10020013

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	658391
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	JAPAN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	11 cm	18.5 cm	0.38 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk