

Produktdatablad

Produktnavn Astopad, Fikserings betræk til COV150, flergangs, sort

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10020315



Specifikationer

Ref.nummer	COV45150
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4260114140757
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	0.53 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk