

Produktdatablad

Produktnavn Astodia Diaphanoskop, Kabel til håndstykke til DIA100

Mediq varenr.: 10020509

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	1607.0001
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
0.7 cm	12 cm	15 cm	0.01 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk