

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Prolene, sutur, blå, 45 cm med FS nål, steril, 2-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10020539



Specifikationer

Ref.nummer	8685H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30705031091409
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SWEDEN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	12 cm	14 cm	0.22 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk