

Produktdatablad

Produktnavn Klinion, non woven kompres, 4 lag, usteril, 5 cm x 5 cm

Mediq varenr.: 10021096

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	175004
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	08715343026113
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	5 cm	11 cm	0.02 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk