

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, Svejsmaskine RS300 m. printerfunktion

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10021277



Specifikationer

Ref.nummer	RS300
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	ITALY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
30 cm	40 cm	50 cm	15 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk