

Produktdatablad

Produkt navn Ethicon Prolene, sutur, blå, 45 cm med P-3 nål, steril, 5-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10021580



Specifikationer

Ref.nummer	8698H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30705031091461
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	12 cm	14 cm	0.222 kg