

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Prolene, sutur, blå, 45 cm med P-1 nål, steril, 6-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10021647



Specifikationer

Ref.nummer	8697H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30705031091454
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	7 cm	14 cm	0.24 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk