

# Produktdatablad

## Produktnavn **Littmann, dobbelt stetoskop Cardiology IV, sort**

Mediq varenr.: 10021779

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 6152           |
|--------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk         |
| Colli                    | 3 Styk         |
| EAN nummer på salgsenhed | 00707387789770 |
| Regulativ                | MDR (2017/745) |
| Oprindelsesland          | UNITED STATES  |
| Bemærkninger             |                |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 4.5 cm | 17 cm  | 37.5 cm | 0.454 kg |



*at the heart of healthcare*

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)