

Produktdatablad

Produktnavn **Littmann, dobbelt stetoskop Classic III, sort**

Mediq varenr.: 10021959

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	5620
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	3 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00707387789619
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.5 cm	16 cm	32.5 cm	0.357 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk