

# Produktdatablad

## Produktnavn Syneture Novafil, suture, blå, 45 cm med CE-4 nål, steril, 5-0

Mediq varenr.: 10022349

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Ref.nummer               | 8886442023                        |
| Indhold/salgsenhed       | 12 pakke                          |
| Colli                    | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland          | SWEDEN                            |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 1 cm   | 1 cm   | 1 cm  | 0.06 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)