


Produktdatablad

Produktnavn Syneture Polysorb, suture, ufarvet, 75 cm med C-14 nål, steril, 2-0

Mediq varenr.: 10022382

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SL-823
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk