


# Produktdatablad

## Produktnavn Syneture Polysorb, suture, ufarvet, 75 cm med C-13 nål, steril, 3-0

Mediq varenr.: 10022383

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | SL-822                            |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 36 pakke                          |
| Colli                    | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland          | SWEDEN                            |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 1 cm   | 1 cm   | 1 cm  | 0.19 kg |