

Produktdatablad

Produktnavn human med, Luer-to-Luer connector

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10022696



Specifikationer

Ref.nummer	5206634
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4022495054760
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	12 cm	14 cm	0.12 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk