

# Produktdatablad

## Produktnavn HEINE, NiMH Batteri 3,5V, Genopladeligt

Mediq varenr.: 10022880

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | X-002.99.315                      |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| Colli                    | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed | 4053755195107                     |
| Regulativ                | Ikke gældende                     |
| Oprindelsesland          | CHINA                             |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde  | Vægt    |
|--------|--------|--------|---------|
| 3.3 cm | 3.3 cm | 8.6 cm | 0.07 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)