

Produktdatablad

Produktnavn Prevena, PLUS PUMPE, 14 dage, m. kanister

Mediq varenr.: 10022901

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	PRE4010
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	3 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00849554007819
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	IRELAND
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10.5 cm	27.5 cm	47 cm	1.714 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk