

# Produktdatablad

## Produktnavn FreeStyle Precision, teststrimler

Mediq varenr.: 10023026

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 6408118                           |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 50 pakke                          |
| Colli                    | 50 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | IVDR (2017/746)                   |
| Oprindelsesland          | SWEDEN                            |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 3 cm   | 7 cm   | 12 cm | 0.03 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)