

Produktdatablad

Produktnavn **Steriking,
autoklavepose til robot
instrumenter , inderpose,, 200 mm x
800 mm**

Mediq varenr.: 10023211

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SSDV10
Indhold/salgsenhed	400 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk