



Beskrivelse

Mad til særlige medicinske formål

K.Yo™ er en ernæringsmæssigt komplet, meget fedtholdig, lav-kulhydrat, klar til at spise, med et forhold på 3:1 af fedt til kulhydrat og protein.

Tilgængelig i chokolade-smag. Indeholder sukker og sødemiddel.

Indikationer

K.Yo er til kostbehandling af epilepsi på en ketogen diæt; glut 1-mangel syndrom eller andre tilstande, der kræver en ketogen diæt.

Dosering og Administration

Doseringen fastsættes af lægen eller diætisten og afhænger af patientens alder, kropsvægt og medicinske tilstand.

Forberedelsesvejledning

Klar til at spise. Kan bruges i tilladte opskrifter.

Yderligere serveringsforslag og opskrifter for K.Yo fås på anmodning eller ved at besøge www.myketogenicdiet.co.uk

Anvendes under lægelig supervision.

Egnet til brug som eneste ernæringskilde fra 3 til 10 års alder, eller som supplerende ernæring fra 3 år og opefter.

Sørg for et tilstrækkeligt indtag af tilladte væsker, når K.Yo anvendes som en del af en ketogen diæt.

Kun til enteral brug..

Næringsindhold

		Per 100g (1 pot)
Energi	kJ	1280
	kcal	310
Fedt	g	30
Heraf		
mættet fedt	g	2.7
enkeltumættede fedt	g	18
flerumættede fedt	g	8.0
DHA	mg	20
Kulhydrat	g	2.0
heraf sukkerarter	g	1.5
Protein	g	8.0
Salt	g	0.29
Vitamin		
Vitamin A (RE)	µg	160
Vitamin D	µg	5.0
Vitamin E (α TE)	mg	4.0
Vitamin K	µg	20
Vitamin C	mg	14
Thiamin	mg	0.25
Riboflavin	mg	0.3
Niacin (Niacin Eq)	mg	2.9 (4.9)
Vitamin B6	mg	0.3
Folinsyre	µg	64
Vitamin B12	µg	0.5
Biotin	µg	4.8
Pantothensyre	mg	0.9

		Per 100g (1 pot)
Mineraler		
Natrium	mg	115
	mmol	4.9
Kalium	mg	290
	mmol	7.3
Klorid	mg	180
	mmol	5.0
Calcium	mg	160
	mmol	4.0
Fosfor	mg	190
	mmol	6.1
Magnesium	mg	29
	mmol	1.2
Sporstoffer		
Jern	mg	3.5
Zink	mg	2.5
Kobber	mg	0.23
Mangan	mg	0.31
Selen	µg	13
Chrom	µg	20
Molybdæn	µg	14
Jod	µg	37
Taurin	mg	22
L-Carnitine	mg	11
Kolin	mg	88

Allergen

Indeholder mælk (mælkebase).

Opbevaring

Opbevares på et køligt, tørt sted. Produktet bør konsumeres straks efter åbning. Hvis dette ikke er muligt, skal det tætslutes og forbruges inden for 4 timer ved stuetemperatur eller inden for 24 timer, hvis det opbevares i køleskab.

Pakningsstørrelse / Vægt

36 x 100g e Netto vægt 3,6 kg