



Beskrivelse

Mad til særlige medicinske formål.

K.Flo™ er en ernæringsmæssigt komplet, flydende kost med et 4:1 forhold af fedt til kulhydrat og protein, med vitaminer, mineraler, fibre, dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA).

Til kostbehandling af epilepsi, neurometabolske lidelser (f.eks. Glut1-mangel syndrom) og andre tilstande, der kræver en ketogen diæt.

Anbefalet indtag og administration

Doseringen fastsættes af lægen eller diætisten og afhænger af patientens alder, kropsvægt og medicinske tilstand.

Forsigtighedsregler

Tilsætning af supplerende fødevarer eller medicin til K.Flo kan føre til adskillelse eller blokering af sonde.

Brug under lægelig supervision.

Egnet til brug som eneste ernæringskilde. Egnet fra 3 års alder og opefter.

Kun til enteral brug.

Næringsdeklaration

		Per 100ml	Per 250ml bottle
Energi	kJ	608	1519
	kcal	150	375
Fedt	g	14.7	36.8
heraf			
mættet fedt	g	1.1	2.8
enkeltumættede fedt	g	10.0	25
flerumættede fedt	g	2.5	6.3
LCT	g	14.7	36.8
ALA	mg	400	1000
DHA	mg	50	125
LA	mg	2000	5000
ARA	mg	50	125
Kulhydrat	g	0.35	0.9
heraf sukkerarter	g	0	0
Fibre	g	1.3	3.3
Protein	g	3.4	8.5
Salt	g	0.33	0.81
Vitaminer			
Vitamin A (RE)	µg	70	175
Vitamin D	µg	3.0	7.5
Vitamin E (αTE)	mg	3.0	7.5
Vitamin K	µg	6.5	16.3
Vitamin C	mg	11.5	28.8
Thiamin	mg	0.12	0.30
Riboflavin	mg	0.20	0.50
Niacin (Niacin Eq)	mg	1.5 (2.8)	3.8 (7.0)
Vitamin B6	mg	0.20	0.50
Folinsyre	µg	23	58
Vitamin B12	µg	0.40	1.0
Biotin	µg	4.0	10.0
Pantohensyre	mg	0.80	2.0
Mineraler			
Natrium	mg	130	325
	mmol	5.6	14.0
Kalium	mg	250	625
	mmol	6.3	15.6

Næringsdeklaration

		Per 100ml	Per 250ml bottle
Klorid	mg	180	450
	mmol	5.0	12.6
Calcium	mg	130	325
	mmol	3.3	8.1
Fosfor	mg	80	200
	mmol	2.6	6.4
Magnesium	mg	30	75
	mmol	1.2	3.1
Sporstoffer			
Jern	mg	1.6	4.0
Zink	mg	1.0	2.5
Kobber	mg	0.12	0.30
Mangan	mg	0.18	0.45
Selen	µg	8.5	21
Chrom	µg	3.0	7.5
Molybdæn	µg	7.5	19
Jod	µg	18	45
Taurin	mg	40	100
L-Carnitine	mg	20	50
Kolin	mg	40	100
Inositol	mg	4.5	11

Osmolaritet 290 mOsm/kg

Osmolaritet 230 mOsm/L

Allergen

Indeholder mælk

Pakkestrøttelse / Vægt

24 x 250ml☞ bottles = 6 L

Flavour

Vanilje

Mediq Varenr. 7404044

Opbevaring

Uåbnet: Opbevares på et køligt, tørt sted. Når åbnet: Luk den ubrugte del, opbevar i køleskab og brug inden for 24 timer eller inden for 6 timer ved stuetemperatur.