

Produktdatablad

Produktnavn Prevena Restor,
Arthro-Form KIT m. PLUS pumpe,
steril, 33 cm x 30 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10024652



Specifikationer

Ref.nummer	PRE5001
Indhold/salgsenhed	1 Sæt
Colli	1 Sæt
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk