

# Produktdatablad

## Produktnavn Extrudan, trachealsug, buet , 53cm, steril, ch 16

Mediq varenr.: 10024667

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 3208.0530.16                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 100 pakke                                            |
| Colli                     | 10 Styk                                              |
| EAN nummer på salgsenhed  | 05907746677815                                       |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                                          |
| Oprindelsesland           | POLAND                                               |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                                      |
| PVC Ja/Nej                | Contains PVC, without phthalates (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                                           |
| Bemærkninger              |                                                      |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
|        |        |       | 1.28 kg |

### Mærkninger



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)