

# Produktdatablad

## Produktnavn Sorbact Ribbon, meche 100% bomuld, steril, 2 cm x 50 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10024805



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 98116-10                          |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 10 pakke                          |
| Colli                     | 6 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed  | 07392130002003                    |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | SWEDEN                            |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 72 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 11 cm  | 11 cm  | 14 cm | 0.06 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)