

Produktdatablad

Produktnavn Syneture Polysorb,
suture, ufarvet, 75 cm med C-13 nål,
steril, 3-0

Mediq varenr.: 10024908

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SL-822G
Indhold/salgseenhed	12 pakke
EAN nummer på salgseenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk