

Produktdatablad

Produktnavn PROXIMATE,
hudstapler, pistolhåndtag, 35 clips,
steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10025005



Specifikationer

Ref.nummer	PXW35
Indhold/salgsenhed	6 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
17 cm	15 cm	24 cm	0.67 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk