

Produktdatablad

Produktnavn Isosource standard, sondeernæring, 500 ml

Mediq varenr.: 10025143

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Indhold/salgsenhed	12 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			7.12 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk