

## PEPTAMEN® AF

### Protein- og energirig peptidbaseret sondeernæring udviklet til stabile intensivpatienter

Peptamen® AF er udviklet til at imødekomme intensivpatientens ernæringsmæssige behov efter den akutte fase. Peptamen® AF passer til de patienter, som fortsat har højt proteinbehov, men hvor energiindtaget bør øges. Peptamen® AF består af hydrolyseret valleprotein. 52 % af det samlede fedtindhold er MCT-fedt, til patienter med fedtmalabsorption.

#### ANVENDELSE

Peptamen® AF er en fødevarer til særlige medicinske formål samt en energitæt, peptidbaseret sondeernæring med højt proteinindhold. Peptamen® AF er beregnet til ernæringsmæssig håndtering af kritisk syge patienter, underernærede patienter eller patienter i ernæringsmæssig risiko med samtidig malabsorption. Anvendes i samråd med læge eller diætist. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde for voksne.

Flasken rystes for brug.

#### DOSERING

1000–1500 ml som fuldguldig ernæring eller ifølge anbefaling fra læge eller diætist.

#### OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



## NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

<b>Energi</b>	kcal	152
	kJ	638
<b>Fedt (38 E%)</b>	g	6,5
– heraf mættet	g	3,8
– MCT	g	3,4
– heraf enkeltumættet	g	0,65
– heraf flerumættet	g	1,2
– Omega-3	mg	360
<b>Kulhydrat (37 E%)</b>	g	14
– heraf sukkerarter	g	1,4
– heraf laktose	g	<0,30
<b>Kostfibre (0 E%)</b>	g	0
<b>Protein (25 E%)</b>	g	9,4
peptider (hydrolyseret valleprotein)		
<b>Salt</b>	g	0,32
<b>MINERALER</b>		
<b>Natrium</b>	mg	130
	mmol	5,6
<b>Kalium</b>	mg	270
	mmol	6,9
<b>Chlorid</b>	mg	55
	mmol	1,5
<b>Calcium</b>	mg	100
	mmol	2,5
<b>Phosphor</b>	mg	60
	mmol	1,9
<b>Phosphat</b>	mg	184
	mmol	1,9
<b>Magnesium</b>	mg	30
	mmol	1,2
<b>Jern</b>	mg	1,6
<b>Zink</b>	mg	1,5
<b>Kobber</b>	mg	0,18
<b>Mangan</b>	mg	0,34
<b>Fluorid</b>	mg	0,16
<b>Selen</b>	µg	10
<b>Chrom</b>	µg	9,0
<b>Molybdæn</b>	µg	25
<b>Jod</b>	µg	20
<b>VITAMINER</b>		
<b>A-vitamin</b>	µg	170
<b>D-vitamin</b>	µg	1,7
<b>E-vitamin</b>	mg	2,9
<b>K-vitamin</b>	µg	9,9
<b>C-vitamin</b>	mg	18
<b>Thiamin</b>	mg	0,28
<b>Riboflavin</b>	mg	0,22
<b>Niacin</b>	mg NE	4,0
<b>B<sub>6</sub>-vitamin</b>	mg	0,29
<b>Folsyre</b>	µg	40
<b>B<sub>12</sub>-vitamin</b>	µg	0,45
<b>Biotin</b>	µg	5,4
<b>Pantothensyre</b>	mg	0,94
<b>Osmolaritet</b>	mOsm/L	425
<b>Vandindhold</b>	g/100 ml	78

NE: Niacinækvivalent

## INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, hydrolyseret valleprotein (**mælk**), MCT-olie, sojabønneolie, **fiskeolie**, mineraler (natriumcitrat, kaliumcitrat, calciumcitrat, natriumphosphat, magnesiumchlorid, natriumchlorid, magnesiumoxid, kaliumchlorid, kaliumhydroxid, jernsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kobbersulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, chromchlorid, natriumselenat, natriummolybdat) emulgator (**sojalecithin**, E471), vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, thiamin, B<sub>6</sub>, A, riboflavin, folsyre, K, biotin, D, B<sub>12</sub>), antioxidationsmiddel (E307, E304). UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære.

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

**Glutenfri**

**Halal-certificeret**

**Peptamen® AF er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.**