

Produktdatablad

Produktnavn human med, STS Irri/
aspiration Cannula, Subcutaneous,
3 holes, L: 30 cm, Ø: 3,8 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10025324



Specifikationer

Ref.nummer	503204
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4260170881199
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.5 cm	11 cm	62 cm	0.21 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk