

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 75 mm x 150 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10025330



Specifikationer

Ref.nummer	S24-D
Indhold/salgsenhed	200 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.5 cm	7 cm	16 cm	0.29 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk