

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 75 mm x 270 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10025333



Specifikationer

Ref.nummer	S4-D
Indhold/salgsenhed	200 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	9.5 cm	29 cm	0.52 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk