

# Produktdatablad

## Produktnavn Steriking, autoklaveposer u. fold, 75 mm x 300 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10025334



### Specifikationer

| Ref.nummer               | S18-D          |
|--------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 200 pakke      |
| Colli                    | 10 Styk        |
| EAN nummer på salgsenhed | 06438263666406 |
| Regulativ                | MDR (2017/745) |
| Oprindelsesland          | FINLAND        |
| Bemærkninger             |                |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 7 cm   | 7.5 cm | 31 cm | 0.58 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)