


Produktdatablad

Produktnavn **Steriking, CombiWrap
5, SMX-1+ NWGL, 37 + 52 g/m2,
100 cm x 100 cm**

Mediq varenr.: 10025381

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	CW5100
Indhold/salgsenhed	144 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			7.56 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk