

Produktdatablad

Produktnavn human med, irri/
aspiration cannula, engangs 4:hul,
st., L: 30 cm, Ø: 3,8 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10025487



Specifikationer

Ref.nummer	1500125-5
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.32 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk