

Produktdatablad

Produktnavn Gibeck, Iso-Gard filter, lige, steril, med kapnografi port

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10025499



Specifikationer

Ref.nummer	19211
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04026704347995
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder ja 25 dage
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
20 cm	16.1 cm	33.2 cm	0.84 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk