

Produktdatablad

Produktnavn human med,
infiltration cannula, steril, engangs
u.hul, L 30 cm Ø 3.5 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10026216



Specifikationer

Ref.nummer	1500121
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04260170880796
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	14 cm	46 cm	0.32 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk