

Produktdatablad

Produktnavn human med, irri/
aspiration cannula, engangs 8:hul,
st., L: 30 cm, Ø: 4,8 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10026217



Specifikationer

Ref.nummer	1503005
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	13.5 cm	46 cm	0.33 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk