

Produktdatablad

Produktnavn Human med/BEAULI,
Infiltration Cannula, 2 huller, åben
spids, steril, L:12 cm , Ø 2mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10026221



Specifikationer

Ref.nummer	655020
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	14260170881479
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	9 cm	31 cm	0.09 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk