

Produktdatablad

Produktnavn Avanos, PEG adapter ENFit, ch 20

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10026550



Specifikationer

Ref.nummer	8135-20
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00350770446356
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	MEXICO
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.02 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk