

Produktdatablad

Produktnavn Mepiform, arbandage m. Safetac silikone, selvklæb.,steril, 5 cm x 7,5 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10027161



Specifikationer

Ref.nummer	293200
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	07323190179039
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
25 cm	113 cm	160 cm	0.04 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk