

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon PDS II, sutur, ufarvet, 45 cm med PS3-nål, steril, 5-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10027837



Specifikationer

Ref.nummer	Z500H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031467228
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MEXICO
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.254 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk