

Produktdatablad

Produktnavn **Micro-Tech, Eyemax,**
montering på skop, kanal:2 mm,
220 cm

Mediq varenr.: 10028085

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	CDS11001
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	16902284545110
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			1.01 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk