

Produktdatablad

Produktnavn **Steriking, dobbelte ark**
SMX 2 (47+47gsm), hvid/blå, 100
cm x 100 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10028970



Specifikationer

Ref.nummer	BW2100
Indhold/salgsenhed	88 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	6438264223080
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder ja 25 dage
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			9.4 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk